ЦНППМ ГБОУ ИРО Краснодарского края Межрегиональная конференция «Внедрение новых форм работы и образовательных программ в Центрах «Точка роста»

Цифровая лаборатория помогает изучать физиологию человека



Буравлева Н.М. учитель биологии МБОУ СОШ № 14 Тимашевский район

Естественно-научная грамотность

предполагает сформированность следующих компетенций:

- научно объяснять явления;
- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов;
- понимать особенности естественно-научного исследования.






Использование датчика температуры

- Лабораторная работа. ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.
- Лабораторная работа. НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА.
- Лабораторная работа. ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА И ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ.
- Лабораторная работа. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.




Кровообращение-циркуляция крови в организме человека

Непрерывность тока крови обеспечивают органы кровообращения




ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ



Вены – это кровеносные сосуды, по которым кровь течет к сердцу

- Стенки мягкие и тонкие.
- Кровь по венам течет медленнее, чем в артериях.
- Располагаются неглубоко под кожей (синие жилки на теле).



Практические задания функциональной грамотности на уроках биологии



НАБЛЮДЕНИЯ И САМОНАБЛЮДЕНИЯ

Движение крови по сосудам

Перетяните основание пальца, накрутив на него нитку. Выждите минуту и потрогайте палец. Чувствуете, как он набух, стал плотным на ощупь? Объясните причины этих изменений. Не забудьте после опыта снять нитку.

Лабораторная работа № 21

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЖГУТА


Оборудованые: цифровой мультидатчик, ноутбук и датчик температуры, тонкий шнур (прочная нить) длиной 40-60 см.

Цель: исследование терморегуляторной функции крови, обоснование негативного влияния прекращения кровоснабжения на органы и ткани человека за счет передавливания артерий, построение графика взаимозависимости температуры кожи и длительности наложения жгута.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Наложенный жгут, позволяющий временно остановить кровотечение за счет прижатия сосудов к костным выступам, приводит к нарушению кровообращения. В результате этого происходит изменение системы теплоснабжения изолированного органа. При этом снижается или полностью прекращается доставка кислорода и питательных веществ в ткани, а также отток метаболитов.

Эта медицинская процедура применяется при сильном кровотечении, чтобы предотвратить потерю крови. Вместе с тем длительное наложение жгута неминуемо приводит к некрозу тканей, находящихся ниже места передавливания. Время, на которое жгут может быть безопасно наложен, зависит от ряда факторов - это и возраст пострадавшего, и размер участка, в который прекращается подача крови, и температура окружающей среды. Поэтому время с момента наложения жгута не должно превышать летом 1 часа и 30 минут зимой.



порядок проведения работы

- Запустите программу измерений «Цифровая лаборатория».
- В соответствии с инструкцией пользователей программы «Цифровая лаборатория» подключите цифровой мультидатчик лаборатории «Биология» к ноутбуку.
- 3. Подключите внешний температурный датчик к мультидатчику.
- Возьмите датчик двумя пальцами, чтобы около 2 сантиметров прибора соприкасались с кожей.
 - Начните эксперимент.
- Проведите регистрацию данных нажите кнопку «Пуск», показания отобразятся на мониторе ноутбука.
- Выждите 30 секунд, запишите данные.
- Туго обмотайте шнуром, являющимся в эксперименте жгутом, 2 пальца по отдельности. Сделайте это как можно быстрее.
- Продолжите записи, фиксируя проявляющиеся признаки прекращения подачи крови в органы и ткани (вначале должно фиксироваться покраснение кожного покрова, после чего он начинает синеть и терять чувствительность), но не больше 7-10 минут.
- Продолжая записывать данные, снимите шнур, являющийся в эксперименте жгутом.
- Подождите, пока проявляющиеся на мониторе показания датчика не стабилизируются.
- 12. Сохраните полученные в эксперименте результаты.
- 13. Проанализируйте лабораторную работу и сделайте выводы.

ВОПРОСЫ

- Почему температура изолированных (перетянутых) шнуром пальцев снижается?
- Почему не рекомендуется чрезмерно туго затягивать ремень, надевать тесную обувь?
- При каких условиях необходимо наложить жгут? Какие факторы влияют на безопасную продолжительность наложения жгута?

Практическая работа

«Нарушение кровообращения при наложении жгута»

Цель работы:

исследовать терморегуляторную функцию крови и доказать негативное влияние перетяжки на ткани и органы, изучить график зависимости температуры кожных покровов от продолжительности наложения перетяжки.

Оборудование и материалы:

ПК с программным обеспечением «Цифровая лаборатория» Датчик температуры

Резиновое кольцо либо прочная (суровая) нить длиной около 40-60 см

Подготовка эксперимента

 Захватите датчик температуры двумя пальцами так, чтобы примерно на длине в 2 см он соприкасался с кожей.



Анализ результатов эксперимента

время	До	перетяжка		После	
	перетяжки			перетяжки	
температура					
0					
Описать					
изменения					

Сформулируйте выводы по вопросам:

- 1. Какова роль кровеносных сосудов в процессе терморегуляции?
- 2. Почему температура тела стала понижаться после перетяжки пальцев?
- 3. Через какое время температура тела стала восстанавливаться?

Рефлексия





Электронные ресурсы:

- http://bio.1september.ru/urok/ Сайт «Я иду на урок биологии»
- http://school-collection.edu.ru/
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
- http://www.openclass.ru/ Сайт «Открытый класс».
- http://pedsovet.org/forum/ Сайт «Педсовет.орг».
- http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
- <u>http://fcior.edu.ru/</u> ФЦИОР Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов.